

Kursus der Dentalen Technologie WS 2021/20

Materialliste Teil 1

Für den Kursus der Dentalen Technologie im Wintersemester 2021/20 (1. Semester) sowie den Phantomkurs der Zahnersatzkunde müssen das unten aufgeführte vorklinische Instrumentarium, die rotierende Instrumente und eine Grundausrüstung an Verbrauchsmaterialien angeschafft werden. Die Ausstattung wird in der ersten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung (Z2) sowie im klinischen Studienabschnitt weiterverwendet.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird Teil 1 der Materialliste herausgegeben. Diese Liste wird in der Zukunft durch weitere Listen ergänzt werden. Dieses Vorgehen hat das Ziel, den Bestellprozess zu vereinfachen.

Des Weiteren sind folgende Informationen wichtig:

Für die Platzübergabe muss eine Kautions in Höhe von 150 € bis zum 04.10.2021 eingezahlt werden.
Die Kontoverbindung lautet:

Medizinische Hochschule Hannover

Sparkasse Hannover

BLZ: 25050180

Kontonummer: 370371

IBAN: DE15 2505 0180 0000 3703 71

BIC: SPKHDE2HXXX

Verw.-Zweck: Vor- u. Nachname des Studenten, Kautions Dent Techn, Verwahrkonto 320040

Den Durchschlag der Überweisung bringen Sie bitte zum Kursbeginn mit. Bei Online- oder Terminalüberweisung bestätigen Sie die Überweisung bitte auf andere Art, z.B. durch Kontoauszug oder Terminalbeleg.

Jeder Student muss zu Kursbeginn **3 Passbilder** mitbringen.

1. Basisinstrumentarium Vorklinik

Bezeichnung	Bezugsquelle	Anzahl
Gipsanrührspatel		1
Gipsmesser		1
Gipsnapf		1
Kontrollplatten für Splitcastsystem Protar	KaVo	3 Paar
Le Cron (Modellierinstrument)		1
Modellsockelformer groß		1
Pinzette (zahnärztlich)		1
Protar 5, Modell Hannover, mit Inzisalstift und 10° Inzisalführungstellerneigung	KaVo	1
Resimixbecher groß		1
Resimixbecher klein		1

Schutzbrille		1
Sonde, gerade		1
Wachsmesser groß		1
Wachsmesser klein		1
Wachspinsel		1
Vakuumanrührbecher, groß	Degussa	1
Mikromotor	z.B. MUSS MA 30	1
Feuerzeug	Supermarkt	1
kleines Handtuch	Supermarkt	1
Teesieb	Supermarkt	1
Arbeitsunterlage	Supermarkt	1
Namensschild		1
Spiritusbrenner aus Metall, nicht aus Glas		1
Vakuumanrührbecher 500ml incl. Rührwerk für Smartmix X2	AmannGrirrbach	1

2. Rotierende Instrumente Vorklinik

Die aufgeführten rotierenden Instrumente werden im Kursus der Dentalen Technologie, im Phantomkurse der Zahnersatzkunde, in zweiten Abschnitt der Zahnärztlichen Prüfung sowie in den Kursen im klinischen Studienabschnitt benötigt.

Bezeichnung	Bestellnummer	Anzahl
Fräse KFO	310 104 260 131 450 100, Fa. Meisinger	1
birnenförmige Fräse	H251 E061	1
Hartmetallfräser (kl. Knospe)	500 104 277 140014	1
kleiner Konus	H138 EF 016	1
Rosenbohrer klein	310 104 001001 005	1
Rosenbohrer mittel	1 310 104 001001 010	1
Rosenbohrer mittel	2 310 104 001001 014	1
Rosenbohrer groß	310 104 001001 021	1
umgekehrter Kegel	310 104 010001 012	1
Fissurenbohrer, konisch	Fig., HM 23SRF	1
Mandrell	330 104 603391 050 305-L	4
Halter für Pinpolierer	330 104 612432 030 SP-10	1
Pinpolierer braun, grün	2201,2203	je 2
Arkansas Steinchen	635 104 168524 035 A645	1
Gummipolierer braun, Walze	B-15-S 658 104 292 513 045	1
Gummipolierer grün Walze	G 15-S 658 104 292 503 045	1
Gummipolierer braun Linse	B-13-L 685 104 303 513 150	1
Gummipolierer grün Linse	G 13-L 658 104 303 513 150	1
Gummipolierer weiß, Linse	658 900 303523 220	1
Silikonpolierer für Kunststoff, grau, dick	Ca. 14mm Durchmesser	1
Polysoft Renfert (Universal Gummipolierer)		1
Schwarze Bürste für Handstück		1
Ziegenhaarbürste für Handstück		1

Bison-Bürste, weiß/grau (medium)		1
Nesselschwabbel für Handstück		2
Parallelwandige Fräse für Handstück, abgerundet	H 129 EF	1
Walze Fräse dünn	310 104 107006 010 H21 L 010	1
Walze Fräse dick	310 104 107006 014 H-21-L 014	1
Grober Diamant	Komet 5896 104 080	1
Sandpapierhalter	1314	1
Trennscheiben zum Abtrennen von Gusskanälen		5
Präparationsinstrumentarium	879.104.014	1

Zusätzlich werden folgende rotierende Instrumente empfohlen:

Bezeichnung	Bestellnummer	Anzahl
Gipsfräse	H251 ESG 060	1
Große umgekehrte Birne	500 104 239 190 060	1
Pinselbürste mit Halter		1
Kleine umgekehrte Birne	H 88E	1
Mooro-Träger mit mehreren Scheiben Sand, fein 3/4 19mm		1